

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 70914000

ソフトリテーナーボンド EX

【禁忌・禁止】

本品又はモノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者及び術者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 1) 成分：メチルエチルケトン、シクロヘキサン
色調：透明

【使用目的、効能又は効果】

歯科用咬合スプリントを作製するために用いる材料をいう。
ただし、使用期間が 30 日を超えないものに限る。

【品目仕様等】

外観
容器から本材が漏れていてはならない。

【操作方法又は使用方法等】

[本材を使用する歯科技工用成型器]

バイオスター、ミニスター等の加圧式成型器

[操作方法]

1. 加圧成型器バイオスター⁽¹⁾を使用して軟質材⁽²⁾を模型上に熱形成します。
2. 軟質材を放置放冷した後、はさみかナイフで必要な形状に切って下さい。
3. 模型上に戻す前に軟質材をアルコールなどで、クリーニングし油分を除去して下さい。
4. 硬質材⁽³⁾をバイオスターのチャンバーにセットし、模型を軟質材と一緒にモデルプラットホームに戻します。
5. 加圧前に、模型上の軟質材全表面を覆うように本材を塗布して下さい。
6. 硬質材を少し加熱させます。（シートが垂れ下がります。）
7. バイオスターを作動させ加圧成形します。
8. 放冷冷却後、模型からスプリントを取り出し、研削材で形態修正して下さい。

併用機器一覧

- (1) 加圧成型器：バイオスター 3112
(2) 軟質材：バイオプラスト 3183 (1.5mm)
(3) 硬質材：インプレロン S 3171 (0.75mm)
(4) セット品：SR マテリアルセット／(2) + (3)
※1～4 の製造販売先：株式会社ロッキーマウンテンモリタ

[使用方法に関する使用上の注意]

- ①本品はバイオスターの加圧式成型器の場合のみ使用すること。
- ②併用の機器は取扱説明書、使用方法等に従い使用すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本材は、【使用目的、効能又は効果】欄に記載されている以外の目的で使用しないこと。
- ②本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

③その他の注意

本材を破棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。

2) 重要な基本的注意

本品の使用により、眼、皮膚、呼吸器に炎症又は皮膚接触によりアレルギーが発症した患者及び術者は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

[貯蔵・保管方法]

- 1) 火気厳禁、直射日光を遮り風通しのよい場所での保管を行うこと。
- 2) 本品の近くでの喫煙は避けること。
- 3) 静電気に注意し、加熱機器の側での保管は絶対しないこと。
- 4) 本品は僅かであるが、揮発性があるため、瓶のふたは固く閉めておくこと。

[使用期限]

未開封で 2 年間

本品は、包装、容器に記載のある使用期限までに使用すること。

【保守・点検に係る事項】

本品は揮発性がある為、使用後は瓶を立てて、瓶は固く閉めておくこと。

【包装】

10mL 遮光ガラス瓶入

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 リンカイ株式会社

住 所 東京都新宿区南元町 19 番地信濃町外苑ビル 3 階

電 話 番 号 03 (3359) 4321

F A X 番 号 03 (3353) 8403

発売元 株式会社ロッキーマウンテンモリタ

住 所 東京都千代田区神田淡路町 2-23 菅山ビル 3 階

電話番号 03 (3251) 4631

製 造 業 者 ドレーブデンタミッド社

製 造 国 ドイツ